

Saremco vous offre une nouveauté mondiale: **els**

*C'est au lustre d'une perle que se reconnaît sa valeur. Fruit de longues années de maturation, la perle puise sa force au plus profond de son être. Dans le même esprit, Saremco mène de longue date, avec des universités renommées en Suisse et à l'étranger, des recherches sur les matériaux dentaires polymères qui ont abouti au développement de produits de haute qualité pour la pratique quotidienne. els est une nouvelle perle dans l'écrin des succès de notre activité.*

freicom.



## Informations de commande

### els extra low shrinkage®

séringues de 4,0 g | tip de 0,3 g

### els flow

séringues de 2,0 g

### couleurs disponibles

A1 | A2 | A3 opaque | A3.5/B4 | B1 | C2

autres couleurs sur demande

### els extra low shrinkage®, set d'introduction

3 seringues els assorties, 1 Saremco microcid etchant gel, 1 james-2 (adhésif monocomposant sans solvant) ou 1 microbond (adhésif bicomposant) et accessoires

### els extra low shrinkage®, workstation

6 seringues els, 2 Saremco microcid etchant gel, 1 james-2 (adhésif monocomposant sans solvant) ou 1 microbond (adhésif bicomposant) et accessoires

### Saremco Dental

Rosengartenstrasse 27  
9000 St.Gall / Suisse  
Téléphone +41 (0)71 278 27 73  
Téléfax +41 (0)71 278 26 73

### Production:

Saremco AG  
Rohnacker  
9445 Rebstein / Suisse  
Téléphone +41 (0)71 777 31 91  
Téléfax +41 (0)71 777 31 92

www.saremco.ch  
info@saremco.ch

**els** | extra low shrinkage®  
La perle des composites

## els assure des bords marginaux étanches!

Les perles de l'huître sont un chef-d'œuvre de perfection de la nature. Elles symbolisent de manière fascinante les mystères du vivant. De forme parfaite, elles brillent de nuances infinies qui rendent chaque perle unique. La genèse de la perle, enfouie au cœur de l'huître qui la protège, est un phénomène quasi-mystique. Les perles garderont à jamais leur secret. Avec els extra low shrinkage, Saremco a franchi un pas vers la résolution du mystère de la perle - un projet à la hauteur de notre ambition, dans lequel nous avons investi tout notre esprit innovateur. Avec els, nous sommes convaincus d'avoir créé la perle des composites. els possède de nets avantages sur tous les autres composites comparables.

L'innovation majeure est la force de rétraction extrêmement faible de ce matériau. Comme aucun autre composite, els épargne à la dent les inconvénients d'une polymérisation «de choc». Grâce à ses caractéristiques uniques de polymérisation douce, le durcissement d'els ne crée pratiquement aucune contrainte. C'est là que réside la nouveauté mondiale pour le traitement d'obturation.

Avec els de Saremco, la force de rétraction a pu être réduite à un niveau inégalé et n'exerce sur la dent qu'une contrainte minime. els extra low shrinkage est le premier composite sur le marché mondial qui permette de réaliser aisément, en appliquant une ou deux couches, des obturations avec un bord marginal étanche. Les douleurs postopératoires, caries secondaires et changements de couleur des bords appartiennent au passé.

## els vous convaincra!

La force de rétraction d'els extra low shrinkage après 30 minutes n'est que de 4,6 MPa, soit du même ordre que les ciments verre ionomère modifiés à la résine (3-5 MPa). els est un véritable composite microhybride radio-opaque. Le niveau minimal inégalé de la force de rétraction est le résultat d'une composition optimale du produit. Cependant, nous n'avons fait aucun compromis sur les autres propriétés. Comparé aux meilleurs produits standards, els réalise des performances de pointe à tous les égards: une hygroscopicité et une hydrosolubilité minimales et une haute résistance en flexion associées à une bonne élasticité, une haute résistance à l'abrasion et un bon durcissement.



els a brillamment fait ses preuves pendant la phase de tests cliniques. Sa bonne résistance à la lumière sous éclairage opératoire (plus de 5 minutes à 11 000 LUX), sa consistance agréable et ses excellentes propriétés de polissage font d'els la perle des composites. Avec els, un matériau noble, simple et rapide à manipuler qui convainc par sa qualité, un pas immense est décisif et franchi vers le remplacement des amalgames.

## els est vivant!

Notre percée significative nous a rapproché des secrets de la perfection et du lustre de la perle. Dans ses interactions entre l'absorption et la réflexion lumineuses, els reproduit de manière optimale la brillance naturelle de la dent. Une autre qualité inégalée, prouvée en clinique, est la stabilité à long terme des couleurs<sup>1</sup>. els est le composite idéal pour la médecine dentaire esthétique et les restaurations de dents antérieures et postérieures. Nos teintes sont rigoureusement conformes aux normes VITA ! els peut être utilisé sans problème avec tous les systèmes adhésifs et lampes de photopoly-

mérisation courants dans le commerce. Naturellement, nous offrons des systèmes adhésifs Saremco adaptés à els: Saremco microcid etchant gel, microbond ou james-2.

**Opter pour els extra low shrinkage, c'est choisir un produit noble de la plus haute qualité.**



- [ niveau minimal inégalé de force de rétraction
- [ bord marginal étanche
- [ condensable, stable, ne colle pas
- [ durée de résistance inégalée (plus de 5 minutes) à l'éclairage opératoire
- [ hygroscopicité minimale (matériau hydrophobe)
- [ hydrosolubilité minimale (pas de monomères résiduels)
- [ polissage aisé pour un brillant d'excellente qualité
- [ stabilité de couleur à long terme démontrée<sup>1</sup>
- [ couleurs vivantes
- [ idéal pour la dentisterie esthétique

<sup>1</sup>els est un perfectionnement du Saremco Microhybrid Composite. Des tests cliniques montrent des résultats frappants de stabilité de couleur sur des obturations vieilles de 15 ans.