




## Obturations canalaires orthogrades et rétrogrades par une méthode sûre, simple et peu invasive

# MAP SYSTEM

MICRO - APICAL PLACEMENT

Livable en trois kits différents. Pièces de rechange au verso!

Numéro d'article	Kits	Contenu principal	Prix (hors T.V.A.)	Commande (Unités)
20262 	<b>«Intro» Kit</b> Pour l'obturation canalinaire orthograde et rétrograde des centrales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 seringue d'application</li> <li>• 2 aiguilles courbées (jaune/rouge)</li> <li>• 2 aiguilles à crochet (jaune/rouge)</li> <li>• 1 puits pour le matériel d'obturation</li> </ul>	Fr. 719.–	
20230 	<b>Kit «Universal»</b> Pour l'obturation canalinaire orthograde et rétrograde dans toute la cavité buccale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 seringue d'application</li> <li>• 2x2 aiguilles triple-angles (jaune/rouge, gauche/droite)</li> <li>• 2x1 aiguilles courbées (jaune/rouge)</li> <li>• 2 puits pour le matériel d'obturation</li> </ul>	Fr. 993.–	
20270 	<b>Kit «Surgical-Retro»</b> Pour l'obturation canalinaire rétrograde après résection apicale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 seringue d'application</li> <li>• 6 aiguilles triple-angles (2x2 jaune/rouge et 1x2 jaune/rouge), avec angles différenciés pour l'application gauche/droite)</li> <li>• 2 puits pour le matériel d'obturation</li> </ul>	Fr. 959.–	

Développé et fabriqué par:  **PRODUITS DENTAIRES** CH-1800 Vevey, Suisse, [www.pdsa.ch](http://www.pdsa.ch)  
CE 0120

Veuillez m'envoyer une information produit.

Je suis intéressé par une présentation de l'instrumentation. Veuillez me contacter.

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_



Téléphone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_









Commandé le: \_\_\_\_\_

Délai de livraison souhaité: \_\_\_\_\_

Timbre du cabinet:

Les pièces de rechange ci-dessous correspondent à celles contenues dans les 3 différents Kits présentés. Toutes les aiguilles sont interchangeables. Des aiguilles de diamètres plus importants (1,3 mm [bleu]/1,5 mm [vert]) sont aussi livrables. Veuillez nous contacter.

No d'article	Pièces de rechange	Prix (hors T.V.A.)	Commande (Unités)
20242	Seringue d'application 	Fr. 165.-	
20250	Puits pour le matériel d'obturation (ø 14 mm) 	Fr. 25.-	

No d'article (jaune, ø 0,9 mm)	No d'article (rouge, ø 1,1 mm)	Aiguilles/pièces de rechange	Prix/pièce (hors T.V.A.)	Commande (Unités + no d'article)
20232 (droite)	20234 (droite)	Triple-angles (avec piston PEEK) 	Fr. 131.-	
20233 (gauche)	20235 (gauche)			
20271 (droite)	20273 (droite)	Triple-angles «Retro» (avec piston PEEK) 	Fr. 131.-	
20272 (gauche)	20274 (gauche)			
20236	20237	Courbée (avec piston NiTi) 	Fr. 120.-	
20263	20264	A crochet (avec piston PEEK) 	Fr. 120.-	
20245	20246	Pistons plastiques PEEK (6 pièces) 	Fr. 66.-	
20247	20248	Piston NiTi 	Fr. 50.-	
20240	20241	Curette de Nettoyage NiTi 	Fr. 44.-	
20252	20253	Jeu d'anneaux de nettoyage (+ 1 clé) 	Fr. 22.-	

## NiTi-«Mémoire de forme»

**Nouveau!**

La nouvelle aiguille NiTi-«Mémoire de forme» peut être mise en forme selon le besoin. Ceci est particulièrement avantageux lors de l'utilisation orthograde. Après autoclavage (max. 135°C) l'aiguille reprend sa forme initiale droite. Cette réversibilité est permanente.

Mise en forme de l'aiguille selon le canal radiculaire.



Fonction de «mémoire» après autoclavage.

No d'article	Pièces de rechange	Prix (hors T.V.A.)	Commande (Unités)
20275	1 aiguille NiTi, ø 0,9 mm + 2x pistons PEEK (jaune)	Fr. 173.-	
20278	1 aiguille NiTi, ø 1,3 mm + 2x pistons PEEK (bleu)	Fr. 173.-	

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Commandé le: \_\_\_\_\_

Délai de livraison souhaité: \_\_\_\_\_

Timbre du cabinet: