



Die Alternative zum autologen Knochenblock

NanoBone®

block

- synthetisch*
- vertikale und laterale Augmentation
- hochporös* für eine schnelle knöcherne Durchbauung

| Produkt | Preis (exkl. MwSt.) | Bestellung (Einheiten) |
|--|------------------------|---------------------------|
|  <p>NanoBone® block</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 5 x 10 x 15 mm • zwei vorgebohrte Löcher Ø 1,7 mm im Abstand von 6 mm • Zusatzmaterial (inklusive) <ul style="list-style-type: none"> – 2-Loch-Mikroplatte – 2 Titan Mikroschrauben Ø 1,5 mm x 10 mm mit selbstschneidendem Gewinde  <p>Fixierter NanoBone® block</p> | Fr. 570.– | |

*nanokristallines Hydroxylapatit, eingebettet in Kieselgel, spezifische Oberfläche = 120 m²/g

Wichtig:

Der **NanoBone® | block** unterscheidet sich beim Handling erheblich vom autologen Knochenblock. Als Spezialservice wird mit jeder Erstbestellung ein zweiter, kostenloser Block mitgeliefert, der im Fall von Bruch oder Kontamination eingesetzt werden kann.

Entwickelt und hergestellt von ARTOSS GmbH, D-18119 Rostock, www.nanobone.de

- Bitte senden Sie mir die Produktbroschüre, inkl. Anwendungsempfehlung «step-by-step» und FAQs.
- Ich bin an einer Produktpräsentation interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____ Fax: _____

Bestellt am: _____

Gewünschtes Lieferdatum: _____

Praxis-Stempel: