



L'alternative au bloc d'os autologue

NanoBone®

block

- synthétique*
- augmentation verticale et latérale
- hautement poreux* pour une reconstitution rapide de l'os

Produit	Prix TVA exclue.	Commande (unités)
 <p>NanoBone® block</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions: 5 x 10 x 15 mm • deux trous de Ø 1,7 mm préalablement percés à une distance de 6 mm • Matériel complémentaire (inclus) <ul style="list-style-type: none"> – micro plaque à deux trous – 2 micro vis en titane de Ø 1,5 mm x 10 mm autotaraudeuse  <p>NanoBone® block assemblé</p>	Fr. 570.–	

*Apatite d'hydroxyle nanocristalline, dans une matrice de silice, surface spécifique = 120 m²/g

Important:

La manipulation du **NanoBone® | block** diffère considérablement de celle d'un bloc d'os autologue. Comme prestation spéciale, un second bloc gratuit vous sera livré avec votre commande initiale, dans le cas où un serait cassé ou contaminé.

Développé et fabriqué par ARTOSS GmbH, D-18119 Rostock, www.nanobone.de

- Veuillez s. v. p. m'envoyer la brochure sur le produit incluant les recommandations d'emploi «step-by-step» et les questions fréquentes.
- Je suis intéressée par une présentation du produit. Merci de me contacter.

Nom: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____ Fax: _____

Date de commande: _____

Date de livraison souhaitée: _____

Sceau du cabinet dentaire: